


BARRIER® PRIMARY


OP-Abdeckungen



BARRIER® PRIMARY



BARRIER® PRIMARY PLUS



Die neuen 2-lagigen Abdeckungen von Mölnlycke®

BARRIER® PRIMARY OP-Abdeckungen erweitern unser chirurgisches Produktsortiment und erfüllen die Anforderungen der Norm EN13795 für High Performance Abdeckungen.

BARRIER® PRIMARY OP-Abdeckungen bestehen aus einem 2-lagigen Laminat. Für eine noch höhere Absorption sind einige der Abdeckungen mit einem zusätzlich verstärkenden Patch erhältlich.


BARRIER® PRIMARY

+

Verstärkung

=


BARRIER® PRIMARY PLUS



BARRIER® PRIMARY



BARRIER® PRIMARY PLUS




BARRIER® PRIMARY OP-Abdeckungen

- Erfüllen die Anforderungen der Norm EN13795 für High Performance OP-Abdeckungen ✓
- Undurchlässig über die gesamte Fläche ✓
- Absorbierend über die gesamte Fläche ✓
- Dreistufiges Verpackungssystem ✓
- Abziehbare und selbstklebende Dokumentations-Label ✓




OP-Abdecktücher selbstklebend PRIMARY PLUS




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63603	OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, 2-lagig, verstärkter Bereich 60 x 25 cm	33/66
63604	OP-Abdecktuch sk. 120 x 100 cm, 2-lagig, verstärkter Bereich 60 x 25 cm	60/120
63605	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, 2-lagig, verstärkter Bereich 60 x 25 cm	22/44
63606	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig, verstärkter Bereich 60 x 25 cm	20/40
63607	OP-Abdecktuch sk. 300 x 180 cm, 2-lagig, verstärkter Bereich 60 x 25 cm	13/26

Tischabdecktuch PRIMARY




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63690	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 2-lagig	30/60

OP-Abdecktuch PRIMARY




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63619	OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, 2-lagig	45/90

Schlitztücher selbstklebend PRIMARY PLUS




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63650	Schlitztuch 200 x 260 cm, 2-lagig, Schlitz sk. 7 x 102 cm	13/26
63651	Schlitztuch 225 x 260 cm, 2-lagig, Schlitz sk. 20 x 100 cm	11/22

Extremitätentücher, Hand-/Fußtücher PRIMARY PLUS




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63632	Hand-/Fuß-Abdecktuch 230 x 315 cm, 2-lagig, verstärkter Bereich 110 x 50 cm, dehnbarer Bereich 27 x 20 cm, elastische Manschette 3,5 cm	12/24
63633	Extremitäten-Abdecktuch 230 x 315 cm, 2-lagig, verstärkter Bereich 110 x 50 cm, dehnbarer Bereich 27 x 20 cm, elastische Manschette 5 cm	12/24
63634	Extremitäten-Abdecktuch 230 x 315 cm, 2-lagig, verstärkter Bereich 110 x 50 cm, dehnbarer Bereich 27 x 20 cm, elastische Manschette 7 cm	12/24

Lochtücher selbstklebend, variabel PRIMARY




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63628	Lochtuch sk. 75 x 50 cm, 2-lagig, variable Größe	56/112
63629	Lochtuch sk. 100 x 75 cm, 2-lagig, variable Größe	36/72

Lochtücher selbstklebend PRIMARY



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63621	Lochtuch sk. 90 x 75 cm, 2-lagig, Ausschnitt sk. 8 x 6 cm oval	36/72
63623	Lochtuch sk. 50 x 60 cm, 2-lagig, Ausschnitt sk. 8 x 6 cm oval	90/180
63624	Lochtuch sk. 120 x 150 cm, 2-lagig, Ausschnitt sk. 7 x 5 cm oval	58/116

Lochtuch selbstklebend PRIMARY




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63625	Lochtuch sk. 75 x 80 cm, 2-lagig, Ausschnitt sk. 6 x 9,5 cm oval	48/96

Universal Set Standard PRIMARY PLUS

4/8

63702




Stück	Beschreibung
4	Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend
1	OP-Tape 9 x 50 cm, selbstklebend
2	OP-Abdecktücher sk. 120 x 100 cm, 2-lagig, verstärkter Bereich 60 x 25 cm, sk.
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 180 cm, 2-lagig, verstärkter Bereich 60 x 25 cm, sk.
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 180 cm, 2-lagig, verstärkter Bereich 60 x 25 cm, sk.
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm

Universal Set Basic PRIMARY

5/10


63710



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, verstärkt, absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend
1	OP-Tape 9 x 50 cm, selbstklebend
2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, 2-lagig
1	OP-Abdecktuch sk. 180 x 180 cm, 2-lagig.
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm

Universal Set Basic PRIMARY


11/22

63711

Stück	Beschreibung
2	Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend
4	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, 2-lagig, sk.
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm

Pädiatrie Set Basic PRIMARY


5/10

63720

Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, verstärkt, absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend
1	OP-Tape 9 x 50 cm, selbstklebend
2	OP-Abdecktücher sk. 75 x 75 cm, 2-lagig
1	OP-Abdecktuch sk. 180 x 180 cm, 2-lagig
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm

Extremitäten Set PRIMARY PLUS


7/14

63730


Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, verstärkt, absorbierend
1	Extremitäten-Abdecktuch 225 x 300 cm, 2-lagig, verstärkter Bereich 110 x 50 cm, dehnbarer Bereich 27 x 20 cm, elastische Manschette 3,5 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm

Hand Set PRIMARY PLUS

5/10

63731


Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, verstärkt, absorbierend
1	Hand-Abdecktuch 370/150 x 277 cm, 2-lagig, verstärkter Bereich 90 x 50 cm, dehnbarer Bereich 26 x 19 cm, elastische Manschette 3,5 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm

OP-Abdecktücher selbstklebend PRIMARY

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63611	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm, 2-lagig	42/84
63612	OP-Abdecktuch sk. 75 x 100 cm, 2-lagig	33/66
63613	OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, 2-lagig	60/120
63614	OP-Abdecktuch sk. 100 x 100 cm, 2-lagig	70/140
63615	OP-Abdecktuch sk. 175 x 150 cm, 2-lagig	26/52
63616	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig	22/44

Universal Set Standard PRIMARY PLUS


5/10

63700

Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, verstärkt, absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend
1	OP-Tape 9 x 50 cm, selbstklebend
2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, 2-lagig, verstärkter Bereich 60 x 25 cm, sk.
1	OP-Abdecktuch sk. 180 x 180 cm, 2-lagig, verstärkter Bereich 60 x 25 cm, sk.
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig, verstärkter Bereich 60 x 25 cm, sk.
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm

Universal Set Standard PRIMARY PLUS

6/12

63701

Stück	Beschreibung
4	Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend
1	OP-Tape 9 x 50 cm, selbstklebend
2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, 2-lagig, verstärkter Bereich 60 x 25 cm, sk.
1	OP-Abdecktuch sk. 180 x 180 cm, 2-lagig, verstärkter Bereich 60 x 25 cm, sk.
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig, verstärkter Bereich 60 x 25 cm, sk.
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm

Mölnlycke ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Gesundheitssektor

Mölnlycke liefert innovative Produkte für das Wundmanagement, Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz im OP und zur Vorbeugung und Behandlung von Druckgeschwüren. Diese Produkte und Lösungen tragen zu besseren Behandlungsergebnissen bei und werden von klinischen und gesundheitsökonomischen Nachweisen gestützt.

Alles was wir tun, dient einem einzigen Zweck: Medizinische Fachkräfte zu unterstützen, ihr Bestes zu geben um somit eine bestmögliche Versorgung Ihrer Patienten zu gewährleisten. Und wir sind bestrebt, dies täglich unter Beweis zu stellen.

Zhende Medical Co. Ltd ist offizieller Hersteller der OP-Abdeckungen PRIMARY.

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Deutschland. Telefon: +49 211 920 880. www.molnlycke.de
Mölnlycke Health Care GmbH, Wagenseilgasse 14, 1120 Wien, Österreich. Telefon: +43 1 278 85 42. www.molnlycke.at

Marke, Name und Logo von Mölnlycke, BARRIER und Primary sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Unternehmen der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. © 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.
DEASUIM001178

