

Monopolær L-hook elektrode

Truly customised laparoscopic solutions



Den 5 mm monopolære L-hook-elektrode muliggør præcis, kontrolleret dissektion og koagulering af blodkar og væv.

- Bekvem instrument til engangsbrug, som garanterer sterilitet og effektiv aktivering af monopolær strøm, hvorved man forhindrer forbrænding af det tilstødende væv
- Ergonomisk letvægtshåndtag, som tillader præcis og kontrolleret dissektion af væv
- Fuldstændig isoleret 33 cm skaft giver sikker indkapsling af strømmen

- Leveres med kabel til engangs patientbrug for optimal fleksibilitet og bekvemmelighed

Leveres både som sterilt produkt, der er pakket enkeltvis og til inklusion i ProcedurePak® pakker.



Krog



Monopolær L-hook-elektrode med kabel



Monopolær L-hook-elektrode uden kabel

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Længde	Pakning*
899100	Monopolær L-hook-elektrode	5 mm	33 cm	10/100
899101	Monopolær L-hook-elektrode med kabel	5 mm	33 cm	10/100

*inderæske/transportkarton

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS. Gydevang 33, 3450 Allerød. Tlf. 48 168 268. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke varemærke, navn og logo er registreret globalt for en eller flere af
Mölnlycke Health Care Group's virksomheder. © 2017. Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0531606



Mölnlycke[®]